

**3M**

テンパドット™

ディスポーザブル体温計

Tempa•DOT™ Single-Use Clinical Thermometers

進化する医療現場の声に応えた  
新感覚の体温計。



# テンパドット™ ディスポーザブル体温計は、 検温 1 回につき 1 枚の単回使用体温計です。


## ◎正確な検温

- 0.1℃刻み（温度範囲 35.5 ~ 40.4℃）で計測することができます。（ASTM※1 E825-98 の精度要求事項に適合）
- 計測後のデータは、変色が保持されます。
- 舌下※2 では1分、ワキ下では3分で計測できます。


※1 米国試験および材料協会規格

製品番号	計測部位	
	舌下	ワキ下
#5557	○（1分）	○（3分）
#5002	—	○（3分）

（ ）内は計測時間を示します。



（例：37.7℃）




## ◎使い捨ての経済性

- 電子体温計に必須の消毒作業が不要になり、内科・救急外来や感染症病棟での業務の軽減が期待できます。
- 退院時または外来での体温計紛失の心配がなくなります。
- 電子体温計で使用されていたプローブの交換費、電池代、修理代が不要になります。

## ◎交差感染の防止

◎ #5002 は、老人 / 小児のワキ下で、  
粘着固定により安定的に検温ができます。

◎ 病院や企業における  
災害対策製品として有効です。



製品番号		用途	計測方法	入り数
#5557		未包装タイプ	舌下・ワキ下兼用	250 枚 / 箱
#5002		粘着剤付き 包装タイプ	ワキ下専用	80 枚 / 箱

販売名：テンパドット™ ディスポーザブル体温計

一般医療機器 色調表示式体温計

JMDN コード：35899000

届出番号：14B1X00010000137

< 3M > < Tempa・DOT > < テンパドット > は、3M 社の商標です。



カスタマーコールセンター  
製品についてのお問合せはナビダイヤルで

0570-011-321

市内通話料金でご利用いただけます。  
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

スリーエム ヘルスケア株式会社

医療用製品事業部 本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

人がいる。夢がある。 **3M**