

3M Unitek

Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive

トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材



TRANSBOND™ PLUS

ミキシング不要・ムダの無い簡単操作
そして安心設計です

■ シングルペースト、ミキシング不要
バンド用光重合接着材

わずか30秒（ハロゲン照射器使用）で硬化
しますので、唾液による汚染の心配が減少
されます。深い青色は、治療期間を通じて変
色しませんので、バンド装着時はもちろんの
こと、バンド撤去時のクリーニングに効果を
発揮します。



Transbond™ Plus Light Cure Band Adhesive トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材

シングルペーストのバンド用光重合接着材です。操作は極めて簡単。
トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材を使用することで、
チェアタイムを減らし、材料のムダを無くし、優れたバンドリテンション
が実現し、オフィスの診療効率が向上します。

多くのメリットを提供

- 歯牙の色から区分された青色のペーストによって、余剰除去が容易です。
- 光重合で硬化が完了し、即時にワイヤーセットが可能となります。
- シングルペーストタイプの接着材でミキシングが不要のため、常に一定した接着力が得られます。



TRANSBOND™ PLUS

ディスプレイザブルチップは、チップの先端に角度を付けてありますので直接バンド内側にペーストを塗ることができます。これにより、材料のムダを無くし、汚染の可能性を減少します。

使用方法



5本入り (製品番号 712-080)

[セット内容]

- トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材 5本
- ディスボーザブルチップ 50個
- 希望医院価格(消費税別) 29,500円

1本入り (製品番号 712-081)

[セット内容]

- トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材 1本
- ディスボーザブルチップ 10個
- 希望医院価格(消費税別) 6,300円

ディスプレイザブルチップ (製品番号 712-082)

- 25個
- 希望医院価格(消費税別) 2,600円



医療機器認証番号: 220AKBZX00082000
販売名: トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材

- 掲載の希望医院価格と参考データは、2009年6月現在のものです(価格に消費税は含まれていません)。
- 製品内容、価格等は予告なく変更することがございます。予めご了承ください。
- <3M><Unitek><Transbond><トランスボンド>は3Mまたはその関連会社の商標です。

TEL 0120-296-303 URL: <http://www.mmm.co.jp/unitek>
FAX 0120-406-084

スリーエムヘルスケア株式会社
ユニテック製品部
本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台2-33-1

人がいる。夢がある。 **3M**