

2011年10月吉日

お客様各位

スリーエムヘルスケア株式会社

本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台2丁目33-1
ユニテック製品部
Tel 0120-296-303

トランスボンド™ IDB インダイレクト ボンディング用 接着材 カタログ修正のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素はユニテック製品をご愛用いただき厚くお礼申し上げます。

さて、トランスボンド™ IDB インダイレクト ボンディング用 接着材 カタログの記載内容に間違いがございましたので、下記の通り訂正させていただきます。

何卒ご理解いただき、今後ともユニテック製品をよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

該当箇所	カタログ裏面、右側真ん中辺り
	 <p>トランスファー トレーを口腔内に装着し、3分間指を使って保持する。 その後4分間待ってからトランスファー トレーを取り外す。</p> <p>(上写真赤枠内)</p>

(正)	(誤)
指を離して1分以上放置し、トランスファー トレーを取り外す。	その後4分間待ってからトランスファー トレーを取り外す。

以上