

バッカルチューブ Buccal Tubes

Table of Contents

目次

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第1大臼歯バッカルチューブ	56
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯バッカルチューブ	63
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯ミニチューブ	65
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2小臼歯チューブ	65


バツカルチューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ

豊富なビクトリー シリーズ™ チューブのラインナップ。その多様なスペックは、様々な矯正歯科臨床のニーズにお応えします。本体とワンピース（一体型）で製造されたコンバーチブル キャップは、正確なスロットサイズを保持すると共に、滑らかなキャップの撤去が可能です。さらに、ワイヤーの挿入が容易になったファネルチューブのシリーズもお選びいただけます。ダイレクトボンディングベースは、解剖学的カーブデザインのベースで歯面にフィットし、マイクロエッチされた80ゲージメッシュベースにより確かなボンディングの実現が可能です。



ビクトリー シリーズ™ ファネルチューブ



ビクトリー シリーズ™ ファネルチューブの特長

- 金属射出成形によって生まれる利点
 - 安定した品質と寸法精度
 - 患者様の快適性を考慮した丸みを帯びた形状
 - ロープロファイル設計でも強度は維持
- ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケットやスマートクリップ™ SL3 ブラケット、クリアティ™ SL セルフライゲータリング アプライアンス システムとの互換性
- ワイヤーのスムーズな挿入をアシストする、ファネル状の近心開口部
- 歯面への接着力や適合性を向上させる、カントゥア ベース デザイン

- 多様な用途や患者様の快適性向上に対応できる、調節可能なロープロファイルのフック
- 把持や位置決めをスムーズにする サイド グリップング ノッチ
- 結紮を容易にするディスタル ノッチ
- より正確な位置決めをアシストする シーティング ノッチ

セルフライゲータリング アプライアンス システム

との併用で効果的治療
このチューブは、開口部が広くアーチワイヤーの挿入がスムーズに行えるため、スマートクリップ™ SL3 ブラケットやクリアティ™ SL セルフライゲータリング アプライアンス システムなどとの併用が理想的です。

APC™ PLUS

APC™ 接着材つき
アプライアンスシステムが
利用できます


APC™ PLUS

APC™ 接着材つき
アプライアンスシステムが
利用できます

バツカルチューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第1大臼歯バツカルチューブ

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション



Slot Torque Arch	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし	
					.018in.	.022in.
0°	0°	.045	3.6	UL	068-841	068-941
0°	0°	.045	3.6	UR	068-842	068-942
0°	7°	.045	4.3	UL	068-801	068-901
0°	7°	.045	4.3	UR	068-802	068-902
0°	7°	.045	3.6	UL	068-875	068-975
0°	7°	.045	3.6	UR	068-874	068-974
-10°	7°	.045	4.3	UL	068-805	068-905
-10°	7°	.045	4.3	UR	068-806	068-906
-10°	7°	.045	3.6	UL	068-871	068-971
-10°	7°	.045	3.6	UR	068-870	068-970
-10°	14°	.045	4.3	UL	068-809	068-909
-10°	14°	.045	4.3	UR	068-810	068-910
-10°	14°	.045	3.6	UL	068-879	068-979
-10°	14°	.045	3.6	UR	068-878	068-978

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,000円/パック

認証番号 219AKBZX00174000
販売名 ビクトリー シリーズ™ チューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第1大臼歯バツカルチューブ

上顎コンバーチブル シングル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-14°	10°	3.6	UL	068-897 18	068-997 18	5068-89718	5068-99718	3068-89718	3068-99718
-14°	10°	3.6	UR	068-898 28	068-998 28	5068-89828	5068-99828	3068-89828	3068-99828

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック 9,500円/パック 10,500円/パック (ボンディング用) 11,000円/パック (ジャンボベース)	4個/箱 4,680円/箱 4,880円/箱 (ジャンボベース)	5個/箱 5,850円/箱 6,100円/箱 (ジャンボベース)
---	--	--

Note

1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バツカルチューブになります。
8 ボンディング用バツカルチューブおよび接着材つきバツカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション ジンジバル ヘッドギアー チューブ付



Slot Torque Arch	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし	
					.018in.	.022in.
-10°	7°	.045	4.3	UL	068-821	068-921
-10°	7°	.045	4.3	UR	068-822	068-922
-14°	10°	.045	4.3	UL	068-885	068-985
-14°	10°	.045	4.3	UR	068-886	068-986

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,000円/パック

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション オクルーザル ヘッドギアー チューブ付



Slot Torque Arch	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし	
					.018in.	.022in.
-14°	10°	.045	4.6	UL	068-893	068-993
-14°	10°	.045	4.6	UR	068-894	068-994

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,000円/パック

バツカルチューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ
第1大臼歯バツカルチューブ

上顎コンバーチブル トリプル コンビネーション



Slot Torque Arch	Aux	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし	
						.018in.	.022in.
0°	0°	0°	.045	3.6	UL	068-845	068-945
0°	0°	0°	.045	3.6	UR	068-846	068-946
0°	0°	15°	.045	4.0	UL	068-825	
0°	0°	15°	.045	4.0	UR	068-826	
-10°	0°	7°	.045	3.6	UL	068-813	068-913
-10°	0°	7°	.045	3.6	UR	068-814	068-914
-10°	0°	14°	.045	3.6	UL	068-817	068-917
-10°	0°	14°	.045	3.6	UR	068-818	068-918
-14°	0°	10°	.045	4.3	UL	068-889	068-989
-14°	0°	10°	.045	4.3	UR	068-890	068-990

MBT™
MBT™

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
14,900円/パック

上顎コンバーチブル トリプル コンビネーション
Differentiated Slot



Slot Torque Arch	Aux	Distal Offset	Headgear	Main	Aux	Length (mm)	L/R	接着材なし	
								.018in.	.022in.
-10°	0°	7°	.045	.022	.018	3.6	UL		068-959
-10°	0°	7°	.045	.022	.018	3.6	UR		068-960
0°	0°	0°	.045	.022	.018	3.6	UL		068-957
0°	0°	0°	.045	.022	.018	3.6	UR		068-958

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
14,900円/パック

ビクトリー シリーズ™ チューブ
第1大臼歯バツカルチューブ
上顎コンバーチブル シングル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
0°	0°	3.6	UL	067-808 1	067-908 1	5067-8081	5067-9081	3067-8081	3067-9081
0°	0°	3.6	UR	067-807 2	067-907 2	5067-8072	5067-9072	3067-8072	3067-9072
0°	6°	3.6	UL	067-810 1	067-910 1	5067-8101	5067-9101	3067-8101	3067-9101
0°	6°	3.6	UR	067-809 2	067-909 2	5067-8092	5067-9092	3067-8092	3067-9092
-10°	7°	4.3	UL	068-823 18	068-923 18	5068-82318	5068-92318	3068-82318	3068-92318
-10°	7°	4.3	UR	068-824 28	068-924 28	5068-82428	5068-92428	3068-82428	3068-92428

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
9,500円/パック
10,500円/パック (ボンディング用)
11,000円/パック (ジャンボベース)

4個/箱
4,680円/箱
4,880円/箱 (ジャンボベース)

5個/箱
5,850円/箱
6,100円/箱 (ジャンボベース)

上顎ノンコンバーチブル シングル - ファネル チューブ



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-14°	10°	4.6	UL	067-879 18	067-979 18	5067-87918	5067-97918	3067-87918	3067-97918
-14°	10°	4.6	UR	067-878 28	067-978 28	5067-87828	5067-97828	3067-87828	3067-97828

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
9,000円/パック
10,000円/パック (ボンディング用)
10,500円/パック (ジャンボベース)

4個/箱
4,480円/箱
4,680円/箱 (ジャンボベース)

5個/箱
5,600円/箱
5,850円/箱 (ジャンボベース)

上顎コンバーチブル ダブル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
0°	0°	3.6	UL	068-849 1	068-949 1	5068-8491	5068-9491	3068-8491	3068-9491
0°	0°	3.6	UR	068-850 2	068-950 2	5068-8502	5068-9502	3068-8502	3068-9502
-10°	0°	3.6	UL	068-851 1	068-951 1	5068-8511	5068-9511	3068-8511	3068-9511
-10°	0°	3.6	UR	068-852 2	068-952 2	5068-8522	5068-9522	3068-8522	3068-9522

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,300円/パック
14,300円/パック (ボンディング用)

4個/箱
6,200円/箱

5個/箱
7,750円/箱

上顎コンバーチブル ダブル
Differentiated Slot

Slot Torque Arch	Aux	Distal Offset	Main	Aux	Length (mm)	L/R	接着材なし	
							.018in.	.022in.
0°	0°	0°	.022	.018	3.6	UL/LR		068-953
0°	0°	0°	.022	.018	3.6	UR/LL		068-954



包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,300円/パック

Note
1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バツカルチューブになります。
8 ボンディング用バツカルチューブおよび接着材つきバツカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

バツカルチューブ

Buccal Tubes

ビクトリー シリーズ™ チューブ
第1大臼歯バツカルチューブ
下顎コンバーチブル シングル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
0°	0°	3.6	LL	067-807 3	067-907 3	5067-8073	5067-9073	3067-8073	3067-9073
0°	0°	3.6	LR	067-808 4	067-908 4	5067-8084	5067-9084	3067-8084	3067-9084
0°	6°	3.6	LL	067-809 3	067-909 3	5067-8093	5067-9093	3067-8093	3067-9093
0°	6°	3.6	LR	067-810 4	067-910 4	5067-8104	5067-9104	3067-8104	3067-9104
-10°	0°	4.3	LR	067-813 4	067-913 4	5067-8134	5067-9134	3067-8134	3067-9134
-10°	0°	4.3	LL	067-814 3	067-914 3	5067-8143	5067-9143	3067-8143	3067-9143
-25°	6°	3.6	LL	067-851 3	067-951 3	5067-8513	5067-9513	3067-8513	3067-9513
-25°	6°	3.6	LR	067-850 4	067-950 4	5067-8504	5067-9504	3067-8504	3067-9504
-25°	6°	4.3	LL	067-801 3	067-901 3	5067-8013	5067-9013	3067-8013	3067-9013
-25°	6°	4.3	LR	067-802 4	067-902 4	5067-8024	5067-9024	3067-8024	3067-9024
-20°	0°	4.3	LL	067-819 3 8	067-919 3 8	5067-8193 8	5067-9193 8	3067-8193 8	3067-9193 8
-20°	0°	4.3	LR	067-820 4 8	067-920 4 8	5067-8204 8	5067-9204 8	3067-8204 8	3067-9204 8
-25°	0°	4.3	LL	067-817 3	067-917 3	5067-8173	5067-9173	3067-8173	3067-9173
-25°	0°	4.3	LR	067-818 4	067-918 4	5067-8184	5067-9184	3067-8184	3067-9184

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック 9,500円/パック 10,500円/パック (ボンディング用) 11,000円/パック (ジャンボベース)	4個/箱 4,680円/箱 4,880円/箱 (ジャンボベース)	5個/箱 5,850円/箱 6,100円/箱 (ジャンボベース)
---	--	--

下顎コンバーチブル ロープロフィール



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-20°	0°	4.3	UL	067-520 3 8	067-620 3 8	5067-5203 8	5067-6203 8	3067-5203 8	3067-6203 8
-20°	0°	4.3	UR	067-521 4 8	067-621 4 8	5067-5214 8	5067-6214 8	3067-5214 8	3067-6214 8

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック 10,000円/パック 11,000円/パック (ボンディング用) 11,500円/パック (ジャンボベース)	4個/箱 4,880円/箱 5,080円/箱 (ジャンボベース)	5個/箱 6,100円/箱 6,350円/箱 (ジャンボベース)
--	--	--

Note

- 1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バツカルチューブになります。
- 8 ボンディング用バツカルチューブおよび接着材つきバツカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

ビクトリー シリーズ™ チューブ
第1大臼歯バツカルチューブ

下顎ノンコンバーチブル シングル - ファネル チューブ



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-20°	0°	4.6	LL	067-877 3 8	067-977 3 8	5067-8773 8	5067-9773 8	3067-8773 8	3067-9773 8
-20°	0°	4.6	LR	067-876 4 8	067-976 4 8	5067-8764 8	5067-9764 8	3067-8764 8	3067-9764 8

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック 9,000円/パック 10,000円/パック (ボンディング用) 10,500円/パック (ジャンボベース)	4個/箱 4,480円/箱 4,680円/箱 (ジャンボベース)	5個/箱 5,600円/箱 5,850円/パック (ジャンボベース)
---	--	--

下顎コンバーチブル ダブル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
0°	0°	3.6	LL	068-850 3	068-950 3	5068-8503	5068-9503	3068-8503	3068-9503
0°	0°	3.6	LR	068-849 4	068-949 4	5068-8494	5068-9494	3068-8494	3068-9494
-25°	0°	7°	LL	067-803 3	067-903 3	5067-8033	5067-9033	3067-8033	3067-9033
-25°	0°	7°	LR	067-804 4	067-904 4	5067-8044	5067-9044	3067-8044	3067-9044
-20°	0°	4.3	LL	067-861 3	067-961 3	5067-8613	5067-9613	3067-8613	3067-9613
-20°	0°	4.3	LR	067-860 4	067-960 4	5067-8604	5067-9604	3067-8604	3067-9604

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック 13,300円/パック 14,300円/パック (ボンディング用)	4個/箱 6,200円/箱	5個/箱 7,750円/箱
---	------------------	------------------

Note

- 1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バツカルチューブになります。
- 8 ボンディング用バツカルチューブおよび接着材つきバツカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

バッカルチューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ

第1大臼歯バッカルチューブ

下顎コンバーチブル ダブル


Differentiated Slot

Slot Torque Arch	Aux	Distal Offset	Main	Aux	Length (mm)	L/R	接着材なし	
							.018in.	.022in.
-25°	0°	7°	.022	.018	3.6	LL		067-955
-25°	0°	7°	.022	.018	3.6	LR		067-956

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
13,300円/パック

下顎リップバンパー コンバーチブル ダブル



Slot Torque Arch	Distal Offset	Lip Bumper	Length (mm)	L/R	接着材なし	
					.018in.	.022in.
-25°	5°	.045	4.3	LL	061-251	061-351
-25°	5°	.045	4.3	LR	061-252	061-352

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
14,200円/パック

下顎リップバンパー コンバーチブル トリプル



Slot Torque Arch	Aux	Distal Offset	Lip Bumper	Length (mm)	L/R	接着材なし	
						.018in.	.022in.
-25°	0°	5°	.045	4.3	LL	067-811	067-911
-25°	0°	5°	.045	4.3	LR	067-812	067-912

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
14,200円/パック

ビクトリー シリーズ™ チューブ

第2大臼歯バッカルチューブ

上顎ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ付



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-10°	6°	3.6	UL	067-829 1	067-929 1	5067-8291	5067-9291	3067-8291	3067-9291
-10°	6°	3.6	UR	067-830 2	067-930 2	5067-8302	5067-9302	3067-8302	3067-9302
-10°	10°	3.6	UL	067-831 1	067-931 1	5067-8311	5067-9311	3067-8311	3067-9311
-10°	10°	3.6	UR	067-832 2	067-932 2	5067-8322	5067-9322	3067-8322	3067-9322
-14°	10°	4.3	UL	067-857 1	067-957 1	5067-8571	5067-9571	3067-8571	3067-9571
-14°	10°	4.3	UR	067-858 2	067-958 2	5067-8582	5067-9582	3067-8582	3067-9582

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
9,000円/パック
10,000円/パック (ボンディング用)

4個/箱
4,480円/箱

5個/箱
5,600円/箱

上顎ノンコンバーチブル シングル - ファネル チューブ



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-19°	8°	3.5	UL	067-873 1	067-973 1	3067-8731	3067-9731
-19°	8°	3.5	UR	067-872 2	067-972 2	3067-8722	3067-9722

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
9,000円/パック
10,000円/パック (ボンディング用)

5個/箱
5,600円/箱

上顎ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ付

Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
0°	0°	3.6	UL	067-825 1	067-925 1	5067-8251	5067-9251	3067-8251	3067-9251
0°	0°	3.6	UR	067-826 2	067-926 2	5067-8262	5067-9262	3067-8262	3067-9262
0°	6°	3.6	UL	067-827 1	067-927 1	5067-8271	5067-9271	3067-8271	3067-9271
0°	6°	3.6	UR	067-828 2	067-928 2	5067-8282	5067-9282	3067-8282	3067-9282

包装単位
希望医院価格
(消費税別)

10個/パック
9,000円/パック
10,000円/パック (ボンディング用)

4個/箱
4,480円/箱

5個/箱
5,600円/箱

Note

1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。

バッカルチューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ

第2大臼歯バッカルチューブ

下顎ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ付

Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき		
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
0°	0°	3.6	LL	067-826 3	067-926 3	5067-8263	5067-9263	3067-8263	3067-9263	
0°	0°	3.6	LR	067-825 4	067-925 4	5067-8254	5067-9254	3067-8254	3067-9254	
0°	6°	3.6	LL	067-828 3	067-928 3	5067-8283	5067-9283	3067-8283	3067-9283	
0°	6°	3.6	LR	067-827 4	067-927 4	5067-8274	5067-9274	3067-8274	3067-9274	
-10°	0°	4.3	LL	067-816 3	067-916 3	5067-8163	5067-9163	3067-8163	3067-9163	MBT™
-10°	0°	4.3	LR	067-815 4	067-915 4	5067-8154	5067-9154	3067-8154	3067-9154	MBT™
-25°	6°	3.6	LL	067-837 3	067-937 3	5067-8373	5067-9373	3067-8373	3067-9373	
-25°	6°	3.6	LR	067-838 4	067-938 4	5067-8384	5067-9384	3067-8384	3067-9384	
-25°	10°	3.6	LL	067-839 3	067-939 3	5067-8393	5067-9393	3067-8393	3067-9393	
-25°	10°	3.6	LR	067-840 4	067-940 4	5067-8404	5067-9404	3067-8404	3067-9404	
-30°	6°	3.6	LL	067-835 3	067-935 3	5067-8353	5067-9353	3067-8353	3067-9353	
-30°	6°	3.6	LR	067-836 4	067-936 4	5067-8364	5067-9364	3067-8364	3067-9364	
包装単位				10個/パック		4個/箱		5個/箱		
希望医院価格 (消費税別)				9,000円/パック		4,480円/箱		5,600円/箱		
				10,000円/パック (ボンディング用)						

下顎ノンコンバーチブル シングル - ファネルチューブ



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ II 接着材つき		
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
-10°	0°	3.6	LL	067-536 3	067-636 3	3067-5363	3067-6363	MBT™
-10°	0°	3.6	LR	067-537 4	067-637 4	3067-5374	3067-6374	MBT™
-25°	6°	3.6	LL	067-538 3	067-638 3	3067-5383	3067-6383	Sondhi™
-25°	6°	3.6	LR	067-539 4	067-639 4	3067-5394	3067-6394	Sondhi™
包装単位				10個/パック		5個/箱		
希望医院価格 (消費税別)				9,000円/パック		5,600円/箱		
				10,000円/パック (ボンディング用)				

ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ/フック付

Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし	
				.018in.	.022in.
0°	0°	5.1	UL/LR	067-844	067-944
0°	0°	5.1	UR/LL	067-845	067-945
0°	6°	5.1	UL/LR	067-846	067-946
0°	6°	5.1	UR/LL	067-847	067-947
包装単位				10個/パック	
希望医院価格 (消費税別)				6,200円/パック	

Note
1 2 3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。

ビクトリー シリーズ™ チューブ

第2大臼歯ミニチューブ/第2小臼歯チューブ

第2大臼歯ミニチューブ



	Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき		
					.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
上顎	0°	0°	2.5	UL	066-4101	066-5101	5066-4101	5066-5101	3066-4101	3066-5101	
	0°	0°	2.5	UR	066-4092	066-5092	5066-4092	5066-5092	3066-4092	3066-5092	
	-10°	0°	2.5	UL	066-4121	066-5121	5066-4121	5066-5121	3066-4121	3066-5121	
	-10°	0°	2.5	UR	066-4112	066-5112	5066-4112	5066-5112	3066-4112	3066-5112	
	-14°	0°	2.5	UL	066-4071	066-5071	5066-4071	5066-5071	3066-4071	3066-5071	MBT™
下顎	-14°	0°	2.5	UR	066-4082	066-5082	5066-4082	5066-5082	3066-4082	3066-5082	MBT™
	0°	0°	2.5	LL	066-4013	066-5013	5066-4013	5066-5013	3066-4013	3066-5013	
	0°	0°	2.5	LR	066-4024	066-5024	5066-4024	5066-5024	3066-4024	3066-5024	
	-10°	0°	2.5	LL	066-4033	066-5033	5066-4033	5066-5033	3066-4033	3066-5033	MBT™
	-10°	0°	2.5	LR	066-4044	066-5044	5066-4044	5066-5044	3066-4044	3066-5044	MBT™
	-25°	0°	2.5	LL	066-4053	066-5053	5066-4053	5066-5053	3066-4053	3066-5053	
	-25°	0°	2.5	LR	066-4064	066-5064	5066-4064	5066-5064	3066-4064	3066-5064	
	包装単位				10個/パック		4個/箱		5個/箱		
	希望医院価格 (消費税別)				10,000円/パック		4,480円/箱		5,600円/箱		

Note
ミニチューブはダイレクト ボンディング用のみです。バンド用は販売しておりません。

第2小臼歯チューブ



	Torq.	Ang.	L/R	接着材なし		APC™ PLUS 接着材つき		APC™ II 接着材つき		
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
	-7°	0°	UL/UR	058-803	058-903	5058-803	5058-903	3058-803	3058-903	MBT™
	-17°	2°	LL	058-801	058-901	5058-801	5058-901	3058-801	3058-901	MBT™
	-17°	2°	LR	058-802	058-902	5058-802	5058-902	3058-802	3058-902	MBT™
包装単位				10個/パック		4個/箱		5個/箱		
希望医院価格 (消費税別)				9,800円/パック		4,800円/箱		6,000円/箱		

Note
第2小臼歯チューブはダイレクト ボンディング用のみです。バンド用は販売しておりません。